



Больничная функциональная кровать Futura Plus. Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: maa@nt-rt.ru

www.merivaara.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

FUTURA PLUS™

Функциональные кровати

Новая форма классики
Merivaara

ПАЛАТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ



Новые кровати Futura Plus – усовершенствованная эргономика, удобство использования и надежность

Кровать Futura Plus, бестселлер компании Merivaara, была усовершенствована для обеспечения еще большего комфорта и надежности, чем раньше. Обновленная Futura Plus отвечает новому стандарту функциональных кроватей IEC 60601-2-52. В семейство Futura Plus входят модели как с ручными так и электрическими регулировками. Эти кровати разрабатываются и производятся в Финляндии и, благодаря их надежности и превосходному качеству, они подойдут как для больниц, так и для других лечебно-профилактических учреждений.

- Эргономика
- Простота в использовании
- Надежность



В течение нескольких десятилетий пользователи на российском рынке справедливо отдают предпочтение нашим кроватям. Обновленный вариант дарит пациенту еще больше комфорта и обеспечивает его безопасность.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

- Эргономичное регулирование спинной секции
- Упрощенное использование рукояток для перехода в положение Тренделенбурга и быстрое опускание кровати
- Новая конструкция рамы
- Увеличенная безопасная рабочая нагрузка
- Кровать прошла испытания в независимой лаборатории в соответствии с новыми международными требованиями к функциональным кроватям
- Защищенная промышленная конструкция и запатентованная технология

Преимущества

- Большой комфорт для пациента
- Удобство использования и работы медицинского персонала
- При изменении положения спинной секции кровать и принадлежности не двигаются
- Можно использовать для ухода за пациентами с избыточным весом
- Улучшенные показатели безопасности для пациентов и надежности применения
- Современный вид и уникальные характеристики



Для обеспечения дополнительной безопасности имеется возможность приведения кровати в положение Тренделенбурга и быстрого опускания спинной секции при помощи газовой пружины.



Благодаря 3-х секционной конструкции возможны различные положения, в том числе положение Фовлера и кардиологическое.



Кроме того, мы предлагаем дополнительные принадлежности, которые помогают пациентам самостоятельно вставать с кровати и ложиться на нее.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ



Принадлежности, прикрепленные к головному концу, при перемещении спинной секции не двигаются.



Новая скользящая спинная секция дарит пациенту еще больше удобства. В комплект кровати входят сменные платы матрасного основания из АБС-пластика, которые очень легко чистить.



Спинная секция модели с ручным приводом регулируется при помощи пневматической рукоятки.



Отличительной чертой новых кроватей Futura Plus являются улучшенные элементы тормозов, например, тормозной рычаг для ногового конца и две или четыре педали тормоза типа «бабочка» над колесами. Кроме того, дополнительно можно приобрести ноговую педаль для регулировки высоты.



Обслуживающая панель управления для медицинского персонала позволяет ограничить варианты регулировок положения, которые может применить пациент.



Дополнительной опцией является подкроватная подсветка, обеспечивающая безопасность пациента в темное время суток.



Кроме того, дополнительно вы можете заказать панель управления для пациента.



Эту же панель управления можно использовать как удобный источник света для чтения.

Futura Plus Junior и другие специализированные конфигурации

У вас все еще есть возможность заказать традиционную и пользующуюся популярностью детскую функциональную кровать Futura Plus Junior. Чтобы получить дополнительную информацию о кровати Futura Plus Junior или других специализированных конфигурациях, свяжитесь с компанией Merivaara или ближайшим представителем Merivaara.



Futura Plus Junior

- Размер матрасного основания подобран специально для детей
- Многофункциональная
- Регулируемая высота матрасного основания
- Широкий ассортимент принадлежностей
- Легко чистить

Дополнительные принадлежности, устанавливаемые на заводе

Цвета рамы кровати



Стандарт:

- Белый (RAL 9002)
- Серебристый (RAL 9006)
- Хромированный



Особые варианты:

- Голубой (RAL 5024)
- Синий (RAL 5023)
- Фиолетовый (RAL 4012)

- Светло-зеленый (RAL 6021)
- Красный (RAL 3020)
- Желтый (RAL 1003)
- Бежевый (RAL 1015)
- Серебристый (RAL 9006) с антибактериальным покрытием

Варианты торцов кровати



Стандарт 85 см A42179800

- Голубой (RAL 5024)
- Синий (RAL 5023)
- Фиолетовый (RAL 4012)
- Белый (RAL 9002)
- Светло-зеленый (RAL 6021)
- Красный (RAL 3020)
- Желтый (RAL 1003)
- Бежевый (RAL 1015)
- Бук
- Береза



Складной торец кровати 85 см
A42179900

Варианты боковых ограждений



Односекционные складные боковые ограждения A41974400

- Хромированные
- Серебристые RAL9006



Боковое ограждение длина 3/4 A42999900

- Хромированные
- Серебристые RAL9006
- Белые RAL9002



Двухсекционные боковые ограждения 100009760

Колеса



Варианты колес


- 125 мм PJP
- 150 мм: PJP, специального дизайна или сдвоенные колеса

Тормозные опции

- 2 педали тормоза типа «бабочка» над колесами ножного конца
- 4 педали тормоза типа «бабочка» над всеми колесами
- тормозной рычаг для ножного конца



Опция: пятое колесо
A43036200



На левой части рисунка вы можете увидеть, как благодаря пятому колесу уменьшается радиус поворота. Справа изображен радиус поворота без использования пятого колеса.

Принадлежности

Матрацы



Basic
2000 x 800 x 120
100000967



Mediflex
2000 x 800 x 130
100000942



Mediform
2000 x 800 x 130
100000964

Корзины



Боковая корзина для установки на нижнюю раму A41955500



Решетчатая корзина для истории болезни и журналов 128009784

Держатели



Держатель дренажного мешка
100000799



Держатель мочеприемной бутылки
128009790



Держатель кислородного баллона 5 кг
100005870

Столешница



Столешница для монитора / журналов
128009769

Рукоятки для приподнятия и вставания пациента



Устройство со скатывающейся вверх треугольной ручкой для приподнятия пациента A41884100
Адаптер A42193400



Ручка-кляка, съемная опорная ручка для самостоятельного подъема пациента с кровати A41842500
Адаптер A43033900

Инфузионные стойки



С 2 крючками
100005780



С 4 крючками
100000499



Держатель инфузионного мешка для устройства для приподнятия пациента 100000713

Принадлежности

Прочие принадлежности



Устройство
"уровень"
A42068000



Крюк для
электрокабеля
A41987307



Ступень (только для
кроватей с
фиксированной
высотой) 100000760



Адаптер для
рукоятки/кнопки и
держателя
пульта
управления
A43033900



Аккумулятор
A41956300

Обслуживающая панель управления (АСО)

- Для 2-х секционной кровати A42964600

- Для 3-х секционной кровати A42964700

Обслуживающая панель управления для пациента, светильник для чтения и подкроватная подсветка

- Для 2-х секционной кровати A42964800

- Для 3-х секционной кровати A42964900

- Необходим адаптер A43033900 (Рис. см. на стр. 4-5)

Технические характеристики

Модель с ручным приводом

Матрачное основание	2-х секционное или 3-х секционное
Ширина матрачного основания	812 мм (матрац 800 мм)
Длина матрачного основания	2065 мм
Ширина кровати	900 мм (вкл. бампер 100 мм)
Длина кровати	2290 мм (вкл. бампер 100 мм)
Высота мин.	425 мм (с колесами 125 мм) 450 мм (с колесами 150 мм)
Высота макс.	815 мм (с колесами 125 мм) 840 мм (с колесами 150 мм)
Высота фиксированная	605 мм (с колесами 125 мм) 630 мм (с колесами 150 мм)
Угол спинной секции	70°
Угол ножной секции	38°
Тренделенбург*	13° / 26°
Анти-Тренделенбург	12°
Максимальный вес пациента на кровати без принадлежностей	210 кг
Безопасная рабочая нагрузка	230 кг

*) – макс. угол положения Тренделенбурга, который можно установить в ограниченном диапазоне регулировки высоты

Регулировка

Высота	Гидравлическое регулировка или фиксированная
Спинная секция	При помощи газовой пружины
Ножная секция	При помощи газовой пружины
Тренделенбург	При помощи газовой пружины

Модель с электрическим приводом

Матрачное основание	2-х секционное или 3-х секционное
Ширина матрачного основания	812 мм (матрац 800 мм)
Длина матрачного основания	2065 мм
Ширина кровати	900 мм (вкл. бампер 100 мм)
Длина кровати	2290 мм (вкл. бампер 100 мм)
Высота мин.	425 мм (с колесами 125 мм) 450 мм (с колесами 150 мм)
Высота макс.	815 мм (с колесами 125 мм) 840 мм (с колесами 150 мм)
Угол спинной секции	70°
Угол ножной секции	51°
Тренделенбург*	13°
Анти-Тренделенбург	6°
Максимальный вес пациента на кровати без принадлежностей	210 кг
Безопасная рабочая нагрузка	230 кг


Регулировка

Высота	Электропривод
Спинная секция	Электропривод
Ножная секция	Электропривод
Тренделенбург	При помощи газовой пружины

Ручной привод / электропривод




2-х секционная модель



3-х секционная модель



Анти-Тренделенбург, Тренделенбург



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: maa@nt-rt.ru

www.merivaara.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69